

FICHE PRODUIT

Mini boîte d'instruments.

Référence : SOC-IC03611

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la mini boîte à instruments

- 1 Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm.
- 1 Ciseaux à fil Spencer, 11 cm.
- 1 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14 cm.
- 1 Pince à Dissection, A/G, 14 cm.
- 1 Pince à Dissection, S/G, 14 cm.
- 1 Manche Bistouri n°3.
- 1 Manche Bistouri n°3.
- 1 Manche Bistouri n°4.
- 1 Pince Rochester-Péan - Kocher, S/G, droite, 14 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/11103-mini-boite-d-instruments-4-pieces.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com