

FICHE PRODUIT



Chariot de stérilisation 1 face

Référence : SOC-RMM9140

Description du produit

Caractéristiques du chariot de stérilisation 1 face :

- Chariot modulaire entièrement fabriqué en INOX 18/10 soudé sous Argon
- 4 roulettes composite diamètre 100mm pour tunnel de lavage
- Avec ou sans galets pare-chocs
- Chariot 1 face
- 2 hauteurs possibles : 123 cm (3 niveaux de stockage) et 157 cm (4 niveaux de stockages) A définir grâce au menu déroulant.
- Distance entre les niveaux de crochets: 34 cm
- Chariot vendu seul, pour l'équiper, vous trouverez ci-dessous les accessoires associés.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/11107-chariot-de-sterilisation-1-face.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
chariot_sterilisation_type - 1 face, 3 niveaux, H/123cm	SOC-RMM9140A	
chariot_sterilisation_type - 1 face, 4 niveaux, H/157cm	SOC-RMM9130	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com