

FICHE PRODUIT



Support bassins pour chariot de stérilisation (3 portes)

Référence : SOC-RMM9756-3

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Support bassins en inox 18/10 pour chariot de stérilisation Tourinox
- Module 3 portes bassins

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/11111-support-bassins-pour-chariot-de-sterilisation-3-portes.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com