

FICHE PRODUIT

Boîte de cathétérisme voies lacrymales.

Référence : SOC-IS05101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte pour chirurgie de cathétérisme des voies lacrimales.

- 1 Boîte inox, 18 x 8 x 4 cm.
- 2 Canule à Voies Lacrymales Galezowski, droite, dia. 0,6 mm.
- 1 Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°1.
- 1 Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°2.
- 1 Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°3.
- 1 Sonde à Voies Lacrymales Galezowski, 10 cm, n°4.
- 1 Stylet Dilatateur Wilder, fin.
- 1 Stylet Dilatateur Wilder, moyen.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/11112-boite-de-catheterisme-voies-lacrymales.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com