


FICHE PRODUIT



Panier pour chariot de stérilisation échancré (600x300x300)

Référence : SOC-RMM9331

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du panier de stérilisation (600x300x300):

- **Panier fil INOX 18/10**
- Terminaison en épingle pour éviter les déchirements des poches papiers
- Maille de 30x30 mm
- Paniers superposables
- Poignées de préhension
- Modèles normalisés conformes à la norme NFS 90.322
- Dimensions : L 600x l 300x H 300mm échancré

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/11113-panier-pour-chariot-de-sterilisation-echancree-600x300x300.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com