


FICHE PRODUIT

Panier pour chariot de stérilisation échancré (600x300x150)

Référence : SOC-RMM9316

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du panier de stérilisation :

- Panier fil INOX 18/10
- Terminaison en épingle pour éviter les déchirements des poches papiers
- Maille de 30x30 mm
- Paniers superposables
- Poignées de préhension
- Modèles normalisés conformes à la norme NFS 90.322
- Dimensions : L 600 x l 300 x H 150mm échancré

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/11114-panier-pour-chariot-de-sterilisation-echange-600x300x150.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com