

FICHE PRODUIT



Anse Snellen 14 cm - 15 mm x 3 mm

Référence : SOC-I29-319-130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Un instrument de qualité pour une extraction efficace des corps étrangers de l'oreille.

Dimensions de l'Anse de Snellen : Longueur 4 cm – anse : 15 mm x 3 mm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/anse-de-billeau/11116-anse-snellen-14-cm-15-mm-x-3-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com