


FICHE PRODUIT

Morgue (Chambre mortuaire) 12 corps 3 portes, Modèle FRIMA

Référence : SOC-MORGDIV12

Points forts

- délais : 48 heures
- Capacité : Morgue 12 corps

Description du produit

Morgue (Chambre mortuaire) 12 corps 3 portes, Modèle FRIMA

La **morgue 12 corps modèle FRIMA** est faite de **3 portes de passage utile de 70 cm** en largeur et de 190 cm en hauteur sans balai racleur pour une meilleure isolation ni seuil de porte pour une meilleure nettoyabilité.

La porte est montée sur charnières à rampes hélicoïdales fermant à clé, équipée d'un système de décondamnation intérieur.

Le Châssis intérieur est fait de rail tout en inox avec supports. Ces rails sont réglables en hauteur tous les 5 cm. Il dispose également d'une butée de fin de course pour civières soudées sur les rails.

Véritable structure intérieure composée de 6 montants avec renforts latéraux et horizontaux pour une meilleure répartition des charges. 6 équerres renforcées par niveau.

Description de la Morgue 12 corps 3 portes de passage de 70 cm, Modèle FRIMA

Dimensions intérieures : L 270 x P 210 x H 210

Dimensions extérieures : L 286 x P 226 x H 230 (hors groupe frigorifique).

Panneaux d'épaisseur 80 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Isolation en mousse polyuréthane.

Coefficient K d'isolation: 0,27 W/m²K.

Finition extérieur et intérieure en standard acier laqué en blanc.

Eclairage par hublot étanche

Porte étiquettes

La Morgue 12 corps 3 portes , Modèle FRIMA est livrée avec:

- 1 GROUPE FRIGORIFIQUE A CHEVAL MGM21102E

Température réglable 0°C / +5°C

Pour température extérieure 40°C

Gaz réfrigérant R404a

Alimentation 230V/1~/50Hz

Puissance absorbée 1,1 KW / 7 A.

Groupe sur le côté droit ou gauche à définir.

Affichage digital de la température

Commande éclairage

- 12 CIVIERE INOX AVEC RESERVE ET BONDE LARGEUR 60 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/11118-morgue-chambre-mortuaire-12-corps-3-portes-modele-frima.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Capacité	Morgue 12 corps

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com