

FICHE PRODUIT

Nébuliseur pneumatique Atomisor AERODJINN+ - Compresseur d'aérosolthérapie

Référence : SOC-AJ+MF

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Atomisor AERODJINN+ : nébuliseur pneumatique haute performance

L'**Atomisor AERODJINN+** est un compresseur pneumatique d'aérosolthérapie conçu pour les traitements des voies respiratoires, notamment l'asthme, la bronchite, la mucoviscidose, la laryngite et la pneumocystose.

Grâce à sa **production d'aérosol en continu** et à son nébuliseur NL9M à **double venturi**, il assure un dépôt uniforme du médicament dans tout le poumon. Le traitement est ramené à **4 minutes pour 2 ml** de solution, ce qui en fait l'un des appareils les plus rapides de sa catégorie.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230V / 50Hz
- Poids : 1,9 kg – compact et ergonomique
- Niveau sonore : < 63 dB
- Pression : > 650 mbar
- Débit : 6,3 L/min
- Mode de fonctionnement : 30 min ON / 30 min OFF

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Compatible tous médicaments (production pneumatique)
- Cordon amovible, éléments lavables à l'eau bouillante

Livré avec :

- 1 nébuliseur Atomisor NL9M
- 1 sacoche de transport

Dispositif médical Classe IIa – Marquage CE 0459 – Conforme NF EN 13544-1 –

Caractéristiques de l'appareil d'aérosolthérapie.

Dispositif Médical de classe IIa, pris en charge pour les affections respiratoires sous les codes LPPR 101C03.11 et 101C03.13.

- Ensemble compact, léger et maniable
- Design
- Prise en main facile, poignée ergonomique
- Cordon amovible
- Service intermittent : 30 min (on) / 30 min (off)
- AERODJINN+ fourni avec sa sacoche de transport M1630 + ref NL9 Nébuliseur EXTRANEb, avec masque et embout buccal

Classe	IIa
Dimensions	22 x 12 x 17,5 cm
Poids	1,9 kg
Niveau sonore	54 dBA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-aerosoltherapie/11119-appareil-d-aerosoltherapie-aerodjinn.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com