

FICHE PRODUIT

Gouttière prise de sang en polyuréthane noir adaptable sur divan

Référence : SOC-ACC110POLY

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Gouttière prise de sang en polyuréthane noir adaptable sur divan, équipée d'une tige permettant le réglage en hauteur et profondeur

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/11129-gouttiere-prise-de-sang-en-polyurethane-noir-adaptable-sur-divan.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com