

FICHE PRODUIT

Gouttière prise de sang avec ferrure

Référence : SOC-ACC110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La gouttière de prise de sang permet de maintenir le membre (le bras notamment) lors de la prise de sang. Cette gouttière prise de sang avec ferrure est adaptée au divan ECOMAX.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/11130-gouttiere-prise-de-sang-avec-ferrure.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com