

FICHE PRODUIT



Têtière demi lune, 700 mm

Référence : SOC-ACC54002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Têtière demi lune

Caractéristiques techniques:

- Largeur 700,
- Avec revêtement non feu M1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/11134-tetiere-demi-lune-700-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com