

FICHE PRODUIT

Curette auriculaire en plastique avec lampe LED et loupe.

Référence : SOC-28980

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Curette auriculaire avec un collet ovale pointu, 4mm, une loupe et lampe LED.

Cette curette est fabriqué avec du plastique flexible et il permet de diminuer le risque de blessure.

La lumière projetée à la pointe de l'instrument, la loupe augmentent la distance visuelle permettant une vue claire dans le canal de l'oreille.

Conditionnement: La boîte de 50 curettes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11138-curette-auriculaire-en-plastique-avec-lampe-led-et-loupe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com