

FICHE PRODUIT



Holter tensionnel BR102 + SCHILLER

Référence : SOC-FMBR102PLUS

Points forts

- délais : 48 heures
- Méthodes de mesure : Oscillométrie
- Alimentation du Holter : Batterie rechargeable

Description du produit

Caractéristiques holter tensionnel Schiller BR102+ :

Méthode de mesure : oscillométrie

Conception légère et peu encombrante

La technologie tolérante au mouvement réduit les gonflages répétés et les résultats erronés

Le gonflage dynamique à 30 mmHg au-dessus de la mesure systolique précédente réduit la durée de la mesure

Pompe à fonctionnement silencieux

Interface USB

Enregistrement sur 24 ou 48 heures

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 400 mesures

Navigation aisée dans les menus à l'aide de deux boutons de contrôle

Enregistrement vocal des informations relatives au patient

Examen effectué sur des adultes et des enfants à l'aide d'un algorithme spécial

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Programmation libre et possibilité de sauvegarder quatre programmes individuels de mesure

Normes de précisions cliniques maximales : BHS - EHS - AAMI

Logiciel d'analyse MT300 :

Résumé d'interprétation :

Analyse automatisée des niveaux de MAPA pour la normalité et le statut des chutes nocturnes conformément aux directives publiées par l'AHA1), l'ESH2) ou le JNC 73).

Analyse de l'effet blouse blanche :

Comparaison de la première heure de données collectées avec l'ensemble des données recueillies sur 24 heures et indication automatique de la présence éventuelle d'un effet blouse blanche chez le patient.

Le rapport au format PDF permet la compatibilité avec les systèmes EHR/EMR :

Création de rapports électroniques non éditables qui peuvent être archivés dans la plupart des systèmes EHR/EMR.

Rapport d'une page :

Élaboration de rapports d'une seule page rassemblant un graphique de MAPA, un résumé d'interprétation, une analyse des chutes pendant le sommeil et des statistiques avec des données patient sélectionnées.

Présentation claire des résultats statistiques :

Délivrance de statistiques pour les périodes d'éveil, de sommeil et globales, y compris la pression artérielle moyenne, la fréquence cardiaque, la pression du pouls et la charge de la pression artérielle.

Intervalles de temps :

Analyse statistique sur les intervalles de temps définis par l'utilisateur.

Le holter Schiller BR102+ est livré avec :

- 1 brassard taille M
- 4 batteries NiMH rechargeables
- Chargeur de batterie
- Étui de transport, ceinture et bandoulière
- Câble d'interface USB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Logiciel MT-300 (CD)
- Mode d'emploi

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiology-et-holter-ecg/11139-holter-tensionnel-br102-schiller.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Méthodes de mesure	Oscillométrie
Alimentation du Holter	Batterie rechargeable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com