


FICHE PRODUIT

Plaque chauffante multiposte (4 postes)

Référence : SOC-BEHRB00247310

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plaque chauffante multiposte (4 postes)

Plaque chauffante composée de quatre positions pour les flacons de Ø 94 mm.

Les points de chauffage sont contrôlables, la puissance de chauffage est de 1440 W.

Dimensions de la plaque: 530 × 320 × 740

Poids ~ 15,1 kg

- Avec plaques chauffantes en aluminium
- Vitesse constante même en cas de modification de la viscosité

Caractéristiques techniques :

Agitateur magnétique

Postes d'agitation 4

Contenance maxi. (H₂O) par poste 15 l

Affichage de la vitesse Echelles

Vitesse par poste d'agitation 50 à 1500 tr/min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Fonction chauffage

Température max. par plaque de mélange / chauffante 50 à 370 °C

Surface d'installation par plaque de mélange / chauffante ? 155 mm

Distance entre les points centraux des différents points d'agitation 186 mm

Autres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/11141-plaque-chauffante-4-postes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com