

FICHE PRODUIT

Canule trachéale MG Krishaber courte complète en Argent

Référence : SOC-MGLAR100

Description du produit

Canule trachéale MG Krishaber courte complète en Argent.

Sa structure en argent, la rend non-allergisante.

La canule trachéale en argent n'a pas de limitation de durée d'utilisation.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/11157-canule-tracheale-mg-krishaber-courte-complete-en-argent.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
canule_diametre - 9.8 mm, canule_longueur - 52 mm	SOC-MGLAR103	
canule_diametre - 10.8 mm, canule_longueur - 62 mm	SOC-MGLAR105	
canule_diametre - 11.2 mm, canule_longueur - 66 mm	SOC-MGLAR106	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com