

FICHE PRODUIT

Canule M.G courte (KRISHABER) Parlante en Acrylique

Référence : SOC-MGLAR10

Description du produit

La canule MG KRISHABER courte parlante en Acrylique est disponible chez SOCIMED du n°1 au n°7.

Nos canules comportent une canule externe, un mandrin d'introduction et une chemise interne avec valve de phonation en argent.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/11164-canule-m-g-courte-krishaber-parlante-en-acrylique.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
canule_diametre - 9.8 mm, canule_longueur - 52 mm	SOC-MGLAR129	
canule_diametre - 10.2 mm, canule_longueur - 58 mm	SOC-MGLAR130	
canule_diametre - 10.8 mm, canule_longueur - 62 mm	SOC-MGLAR131	
canule_diametre - 11.2 mm, canule_longueur - 66 mm	SOC-MGLAR132	
canule_diametre - 11.8 mm, canule_longueur - 100 mm	SOC-MGLAR133	
canule_diametre - 11.2 mm, canule_longueur - 75 mm	SOC-MGLAR348	
canule_diametre - 12.2 mm, canule_longueur - 73 mm	SOC-MGLAR134	
canule_diametre - 12.8 mm, canule_longueur - 78 mm	SOC-MGLAR135	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com