

FICHE PRODUIT



T3 ELISA (Triiodothyronine) Kit pour 96 tubes

Référence : SOC-HET03

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

T3 ELISA (Triiodothyronine)

Kit pour 96 tubes

Température: 2 - 8 ° C

Échantillons: Sérum

Mesure: plaque de microtitration

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/11176-t3-elisa-triiodothyronine-kit-pour-96-tubes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com