

FICHE PRODUIT

Ampoule de rechange pour lampe à infrarouge 250W

Référence : SOC-ALID250

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ampoule de rechange infrarouge pour lampe à infrarouge 250 Watts.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-lampes-d-operations/11179-ampoule-de-rechange-pour-lampe-a-infrarouge-250w.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com