

FICHE PRODUIT

Pied roulant télescopique pour lampe à infrarouge

Référence : SOC-LPIR00666L

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **pied roulant télescopique** est un support mobile polyvalent conçu pour accueillir différents modèles de lampes médicales ou lampes d'opération. Robuste et facilement maniable, il offre une grande flexibilité d'utilisation dans les salles d'examen, les blocs opératoires, les services d'urgence ou les cabinets spécialisés.

Mobilité totale & stabilité renforcée

- Base roulante équipée de **roulettes sécurisées**, permettant un déplacement fluide et silencieux.
- Structure stable garantissant une utilisation sans risque de bascule.
- Idéal pour les espaces nécessitant un support mobile et facilement repositionnable.

Réglage télescopique pratique

- Hauteur ajustable pour adapter l'éclairage à chaque procédure médicale.
- Mouvements souples pour un positionnement précis de la lampe.
- Compatible avec les lampes d'examen, lampes opératoires compactes et dispositifs d'éclairage

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mobile.

Construction robuste & durable

- Fabrication métallique renforcée pour une longue durée de vie.
- Résistance aux chocs, aux déplacements fréquents et à une utilisation intensive.
- Entretien simple et adapté au milieu médical.

Idéal pour les environnements médicaux dynamiques

Ce pied roulant télescopique est parfaitement adapté :

- Aux **blocs opératoires polyvalents**,
- Aux **salles de soins et d'examen**,
- Aux **services ambulatoires et d'urgence**,
- Aux **cabinets médicaux** nécessitant un éclairage flexible et mobile.

Ce **pied roulant télescopique** permet de faciliter la mobilité et la flexibilité de votre lampe.

Il est adapté à la lampe à infrarouge SOC-LID250W.

Le pied télescopique roulant est en acier laqué époxy.

Caractéristiques techniques:

- Diamètre au sol: 53 cm
- Poids: Lesté (5.5 Kg)
- Réglable de 60 à 100 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-lampes-d-operations/11180-pied-roulant-telescopique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com