

FICHE PRODUIT



Soudeuse pour tubulures des poches à sang, modèle BK-BTS1

Référence : SOC-BK-BTS1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Soudeuse pour tubulures des poches à sang, modèle BK-BTS1

La soudeuse pour tubulure de poche à sang BK-BTS1 est un équipement compact pour sceller les poches à sang, les poches perfusion, les poches à urine par le système d'étanchéité à haute fréquence.

- Il est largement utilisé dans la banque de sang, l'hôpital, l'industrie biologique, etc.
- Le BK-BTS1 permet la soudure des poches à sang en évitant l'hémolyse.
- Il est contrôlé par une monopuce, qui permet d'ajuster automatiquement la tension d'étanchéité.
- Il dispose des pieds d'aspiration pour éviter de se déplacer, et peut être utilisé dans le véhicule de collecte de sang.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de la soudeuse pour tubulures des poches a sang.

Modèle	BK-BTS1
Temps de scellage	0.5-2s
Type de scellage	Automatique
Diamètre de la tubulure	3-6mm
Durée de vie du tube électronique	Environ 1000 heures
Source du courant	AC110V/220V±10%, 50/60Hz
Dimensions externes (l x d x h)	340 x 180 x 170mm
Dimensions de l'emballage (l x d x h)	400 x 280 x 270mm
Poids net / brut	9kg/12kg

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/banques-de-sang/11186-soudeuse-pour-tubulures-des-poches-a-sang-modele-bk-bts1.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com