

FICHE PRODUIT



Moniteur de collecte de sang, modèle BCM-12A

Référence : SOC-BCM-12A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur de collecte de sang, modèle BCM-12A

Le moniteur de collecte de sang BCM-12A est principalement utilisé pour les banques de collecte de sang. Il dispose d'un capteur moderne unique et d'un affichage LED. **Le moniteur BCM-12A** dispose d'un volume prédéfini de la fonction de collecte de sang. Il permet de tarer et calibrer la fonction, assurer la précision de mesure.

Le BCM-12A dispose d'un agitateur qui permet d'améliorer la survie des composants efficaces dans le sang. Le moniteur s'arrête automatiquement lorsque les sacs sont enlevés pendant la collecte et recommencer à travailler après le remontage des sacs. Si le volume de collecte est préréglé, la balance s'arrête de trembler lorsqu'il y a un écart de 10 ml et atteint un état de mesure précise. Le moniteur possède une alarme automatique qui se déclenche lorsque vous atteignez la valeur prédéfinie. La conception d'humanisation et la structure raisonnable sont commodes pour l'opération.

Caractéristiques du moniteur de collecte de sang BCM-12A

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	BCM-12A
Plage de mesure	0-1200 ml
Précision de mesure	2%
Précision d'affichage	1 ml
Proportion liquide	1.05g/ml
Vitesse de collecte	0.5~3ml/s
Fréquence d'oscillation	30~32 r/min
Angle d'oscillation	13±2°
Alarme	Alarme audio et visuel
Consommation d'énergie	12W
Source de courant	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Dimensions externes (l x d x h) mm	218 x 172 x 160
Dimensions d'emballage (l x d x h)	310 x 260 x 210
Poids net	2.8 kg
Poids brut	4.1 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/11187-moniteur-de-collecte-de-sang-modele-bcm-12a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com