

FICHE PRODUIT



Masques laryngés Solus standard

Référence : SOC-800100

Description du produit

Masques laryngés Solus Standard pour gestion des voies aériennes

Disponible en différentes tailles

Masque laryngé Solus Standard - **taille 1 (<5kg)**

Masque laryngé Solus Standard - **taille 1.5 (5-10kg)**

Masque laryngé Solus Standard - **taille 2 (10-20kg)**

Masque laryngé Solus Standard - **taille 2.5 (20-30kg)**

Masque laryngé Solus Standard - **taille 3 (30-50kg)**

Masque laryngé Solus Standard - **taille 4 (50-70kg)**

Masque laryngé Solus Standard - **taille 5 (>70kg)**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ventilation-et-intubation/11188-masques-larynges-solus-standard.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_dimensions - Taille 4 (50-70kg)	SOC-IS8004000B-4	
sonde_dimensions - Taille 3 (30-50kg)	SOC-IS8004000B-3	
sonde_dimensions - Taille 2.5 (20-30kg)	SOC-IS8004000B-2-5	
sonde_dimensions - Taille 2 (10-20kg)	SOC-IS8004000B-2	
sonde_dimensions - Taille 1.5 (5-10kg)	SOC-IS8004000B-1-5	
sonde_dimensions - Taille 1 (0 kg)	SOC-IS8004000B-1	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com