


FICHE PRODUIT



Cuve à coloration avec Portoir inclinable

Référence : SOC-41185010

Points forts

- Conditionnement : 1
- Stérile : Non
- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Cuve à coloration avec Portoir inclinable.

Grand modèle, extensible s'adaptant sur des cuves de coloration et bacs de 38 à 62 cm.

Position inclinable ou verticale.

Capacité: 10 lames

Livré complet avec cuve à coloration et deux pinces de fixation en PVC.

Densité: 1,45g/cm³

Résistance diélectrique: 20-40kV/mm

Résistance spéc. au volume: >1015W/cm

Capacité de liaison: Oui

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/1119-portoir-avec-cuve-pour-coloration.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	1
Stérile	Non
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com