

FICHE PRODUIT

Ballon Ethylotest à usage unique, lot de 4

Référence : SOC-955390

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ballon Ethylotest à usage unique

Le **Ballon test d'alcoolémie à usage unique** est exclusivement destiné à la prévention de l'alcoolémie en tant qu'alcootest, notamment dans le cadre de la prévention routière ou de la prévention des accidents du travail.

Le **ballon Ethylotest jetable** est constitué d'un tube réactif et d'un sachet plastique contenant l'exact volume d'air nécessaire. Test homologué par le ministère de la santé.

Sa simplicité a construit son succès.

La poche gonflable certifiée NF: sa contenance est extrêmement précise (1,3L), ce qui oblige l'utilisateur à aller chercher en un seul souffle l'air contenu dans les poumons. Aucune fuite possible grâce à un clapet anti-retour placé dans l'embout.

L'embout de grande taille permet le gonflage du ballon sans aucun effort.

- Facile et rapide d'utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Détection du seuil légal (0.25 mg/litre d'air expiré soit 0.5 g/litre dans le sang).
- Utilisation entre -10 et + 40 °C.

Éthylotest conforme à la norme NFX 20-702.

Conditionnement par lot de 4 éthylotests.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/11203-ballon-ethylotest-a-usage-unique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com