


FICHE PRODUIT



Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim (Pédiatrique) type Ambu®

Référence : SOC-955392

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim (Pédiatrique) type Ambu®

Le **Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim** offre une bronchoscopie de grande qualité pour un large éventail de procédures. Lorsqu'il est branché au moniteur portable **Ambu® aView™**, le **Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim** vous donne une excellente visibilité des segments bronchiques proches et distaux. Des images claires et nettes grâce à une adaptation progressive de la lumière aux différentes structures facilitent l'identification de l'anatomie pulmonaire et la navigation dans l'arbre bronchique.

Les angles de béquillage importants et le mouvement précis de l'embout distal de **Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim** vous permettent de naviguer en toute facilité dans les segments pulmonaires. L'ergonomie de la poignée conçue avec une surface convexe striée permet une prise en main confortable pendant toute la procédure. Sa conception légère rend **Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim** facile à utiliser.

Le **Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim** présente un canal opérateur de 1,2 mm. C'est la solution usage unique idéale pour un large éventail de procédures de bronchoscopie : de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

l'intubation à la mise en place et le monitoring des sondes double lumière et des bloqueurs bronchiques au bloc opératoire. Son design ultra fin rend le **Broncho-Fibroscope vidéo à UU Slim** idéal pour la mise en place d'une sonde endo-trachéale 5 mm ou d'un tube à double lumière 37 Fr.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/broncho-fibroscope/11205-broncho-fibroscope-video-a-uu-slim-pediatrique-type-ambur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com