

FICHE PRODUIT

Moniteur portable haute résolution Ambu® aView

Référence : SOC-955393

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur portable haute résolution Ambu® aView™

Pour Intubation et bronchoscopie faciles, au bloc opératoire, aux urgences et dans l'unité de soins intensifs

Le Moniteur portable haute résolution Ambu® aView™ est portable et facile à utiliser, sur une table ou sur une tige à soluté. Une fois allumé, l'image s'affiche en quelques secondes.

Une plus grande commodité :

Ce système portable, prêt à l'emploi, est facile à transporter et à mettre en route.

Une fois connecté à un **Broncho-Fibroscope Ambu®**, l'écran tactile facile à utiliser avec une image à haute résolution permettant une navigation aisée et une identification rapide des repères anatomiques.

Associé au **Broncho-Fibroscope Ambu®**, il facilite une large gamme de procédures en unité de soins intensifs, au bloc opératoire et aux urgences, en fonction des besoins.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le mode de fonctionnement intuitif et convivial permet d'enregistrer des images ou des vidéos pour une utilisation ultérieure.

L'interface USB offre une facilité de transfert des fichiers.

Avantages clés :

- Moniteur portable à écran tactile
- Fonctionnel en quelques secondes
- Interface utilisateur intuitive
- Transfert de fichiers facile par USB
- Connexion possible sur un moniteur externe
- Autonomie de 3 heures minimum

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11206-moniteur-portable-haute-resolution-ambur-aviewtm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com