

FICHE PRODUIT



Kit d'accouchement d'urgence MATERKIT

Référence : SOC-DS419419

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Kit d'accouchement d'urgence MATERKIT** est composé de :

- 2 champs stériles 70 X 70
- 2 x 5 compresses stériles 7,5 x 7,5
- 2 paires de gants stériles
- 2 masques 3 plis
- 2 casaques
- 1 canule de Guède nouveau-né T 000 stérile
- 1 sonde d'aspiration pédiatrique stérile CH 6
- 1 raccord biconique
- 2 clamps ombilicaux stériles
- 2 désinfectants gynécologiques
- 1 bonnet
- 1 drap isothermique stérile
- 1 masque d' inhalation O2 adulte haute concentration
- 1 masque d' inhalation O2 pédiatrique très haute concentration
- 1 paire de ciseaux stériles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/11208-kit-d-accouchement-d-urgence-materkit.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com