

FICHE PRODUIT



Laryngoscope vidéo C-MAC® PM, avec kit de lames C-MAC

Référence : SOC-955395

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Laryngoscope vidéo C-MAC® PM

Caractéristiques particulières du Laryngoscope vidéo C-MAC® PM :

- Écran OTI 3,5" avec grand angle de vision de 160° ;
- Image contrastée même exposée à la lumière du jour, étanchéité totale (IPX8) ;
- Documentation en temps réel pour l'assurance qualité grâce au bouton bleu ;
- Bloc de batterie rechargeable et interchangeable pour une disponibilité ininterrompue ;
- Satisfait les exigences élevées de la médecine d'urgence (DO-160 F) ;
- Interface système C-MAC® universelle, adaptée à votre solution de gestion des voies respiratoires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/11209-laryngoscope-video-c-macr-pm-avec-kit-de-lames-c-mac.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com