

FICHE PRODUIT

Attelle de cheville Aircast Classique II

Référence : SOC-2107972

Description du produit

Caractéristiques de l'Attelle de cheville Aircast Classique II

- Coques anatomiques pour assurer protection, confort et prévention des inversions et des éversions de la cheville.
- Cellules pneumatiques Duplex pour diminuer l'œdème et la douleur.
- Les cellules sont prégonflées pour une pose facile.
- Le maintien optimal dans la chaussure permet une reprise d'appui précoce et contrôlée.
- Cette attelle se porte impérativement au-dessus d'une chaussette afin d'éviter un éventuel frottement entre les sangles velcro et la peau.
- Taille disponible: XS-L.
- Existe en modèle droit et modèle gauche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11210-attelle-de-cheville-aircast-classique-ii.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
cheville_attelle_taille - XS, atelle_modele - pied droit	SOC-21079721	
cheville_attelle_taille - XS, atelle_modele - pied gauche	SOC-21079722	
cheville_attelle_taille - S, atelle_modele - pied droit	SOC-21079723	
cheville_attelle_taille - S, atelle_modele - pied gauche	SOC-21079724	
cheville_attelle_taille - M, atelle_modele - pied droit	SOC-21079725	
cheville_attelle_taille - M, atelle_modele - pied gauche	SOC-21079726	
cheville_attelle_taille - L, atelle_modele - pied droit	SOC-21079727	
cheville_attelle_taille - L, atelle_modele - pied gauche	SOC-21079728	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com