


FICHE PRODUIT



Poche à urine Urinocol

Référence : SOC-227572R1

Description du produit

Caractéristiques techniques :

Il existe un modèle adapté aux bébés « prématurés » : la taille de la poche est plus particulièrement adaptée à la taille des bébés de petits poids (2 tailles de poches : standard et mini).

Indication

Poches adhésives et stériles, utilisées en pédiatrie pour le recueil des urines dans le cadre du recueil de la diurèse ou en vue d'analyses biochimiques, cytologiques et bactériologiques (ECBU).

Les poches de recueil urinaire pédiatrique Urinocol Pédiatrie sont des dispositifs médicaux de Classe I stérile. CE 0123.

Conditionnement: boîte de 50.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-incontinence/11211-urinocol-pediatrie.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
incontinence_taille - Mini, incontinence_caracteristique - Urinocol pédiatrie	SOC-227572R	
incontinence_taille - Standard, incontinence_caracteristique - Urinocol pédiatrie	SOC-227573R	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com