

FICHE PRODUIT



Bande cambric 7cmx5m

Référence : SOC-DM1130505B

Description du produit

Caractéristiques de la bande Cambric

- Fils de coton purifiés et blanchis convertis en hydrophiles.
- Grande perméabilité.
- Sans latex.
- Disponible en 5 tailles différentes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Composition	100% Coton
Couleur	Blanc
Poids	43g pour m2
Emballage primaire	Unitaire, en film de polypropylène sellé aux extrémités - avec étiquette
Emballage final	Boîte de carte rainurée - avec étiquette
Latex	Absence
PVC	Absence
Réutilisable	Non - utilisation unique
Stérilisé par	Chaleur humide (121 °C stérilisateur)
Variation de dimension	8%

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bande-cambric/11227-bande-cambric.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
bandes_dimensions - 5 m x 5 cm	SOC-DM1130505B1	
bandes_dimensions - 5 m x 10 cm	SOC-DM1130505B2	
bandes_dimensions - 5 m x 20 cm	SOC-DM1130505B3	
bandes_dimensions - 10 m x 10 cm	SOC-DM1130505B4	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com