

FICHE PRODUIT



Sonde transvaginale pour échographe numérique Doppler G70

Référence : SOC-GETR70

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de sonde d'imagerie médicale : Sonde transvaginale

Description du produit

Sonde transvaginale pour échographe G70

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/11250-sonde-transvaginale-pour-echographe-g70.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de sonde d'imagerie médicale	Sonde transvaginale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com