

FICHE PRODUIT

Chevillère souple Malléosoft

Référence : SOC-1920M

Description du produit

Caractéristiques de la chevillère souple MALLEOSOFT

- Tissu élastique (compression : classe 2 - 15-20 mmHg) assurant la proprioception.
- Zone de confort au niveau des malléoles.

Mise en place

- S'assurer du parfait centrage des malléoles au niveau des zones de confort.

Consignes d'entretien

- Lavage en machine à 40°C (cycle délicat).
- Sécher loin d'une source de chaleur.
- Ne pas utiliser de détergents ou de produits trop agressifs (produits chlorés).

Pour choisir votre taille, veuillez prendre vos mesures (tour de cheville) en vous référant aux indications ci-dessous :

- Taille 1 : 19-21 cm
- Taille 2 : 21-23 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Taille 3 : 23-25 cm
- Taille 4 : 25-27 cm
- Taille 5 : 27-30 cm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/11251-chevillere-souple-malleosoft.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
cheville_attelle_taille - Taille 1 : 19-21 cm	SOC-1921M	
cheville_attelle_taille - Taille 2 : 21-23 cm	SOC-2123M	
cheville_attelle_taille - Taille 3 : 23-25 cm	SOC-2325M	
cheville_attelle_taille - Taille 4 : 25-27 cm	SOC-2527M	
cheville_attelle_taille - Taille 5 : 27-30 cm.	SOC-2730M	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com