

FICHE PRODUIT



Kit Hémorragie Externe SECOURBOX

Référence : SOC-DS2702200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Kit d'Hémorragie Externe SECOURBOX** est composé de:

- 3 Blisters de 5 compresses stériles 7,5x7,5cm
- 1 Couverture de survie non stérile "DUMONT"
- 1 Paire de ciseaux Jesco
- 2 Coussins Hémostatiques avec 1 gant
- 1 Masque à Haute Concentration Adulte

Dimensions (LxIxH) : 31,5 x 23,5 x 9,5 cm (+- 5%)

Poids : 465 gr (+- 5%)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/11257-kit-hemorragie-externe-secourbox.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com