

FICHE PRODUIT



Kit ambulance pédiatrique

Référence : SOC-DS306306T

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Kit pédiatrique pour ambulance** est composé de :

- 1 matelas à dépression bébé
- 1 thermomètre digital hypothermique
- 1 bonnet nouveau-né en coton maille jersey
- 1 couverture isolante de survie pédiatrique 70 x 80 cm
- 5 lunettes à oxygène nourrisson
- 1 insufflateur silicone manuel nouveau-né avec masque T1
- 3 masques pédiatriques T0
- 1 lot de canules de Guedel : 2 canules taille 0 , 2 canules taille 1, 2 canules taille 2
- 1 jeu de 10 attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs
- 1 bande élastique adhésive 2,5 m x 3 cm
- 1 paire de ciseaux Jesco

Le tout livré dans un sac de transport

Dimensions du sac (LxIxh) = 55 x 31 x 26 cm

Capacité 22.5 litres

Ce kit est livré sans aspirateurs de mucosité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/trousses-de-secours/11259-kit-ambulance-pediatrique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com