

FICHE PRODUIT



Fils de suture nylon type DACLON, aiguille triangulaire 3/8

Référence : SOC-191005

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Caractéristique du fil de suture nylon

- Matériel de suture non-résorbable.
- Monofilament.
- composition: extrusion en polyamide 6.0 ou 6.6.
- couleur: bleu.
- non revêtu.
- faible réponse des tissus.
- non résorbable, la substance du fil se réduit d'ailleurs chaque année d'environ 10% à travers d'hydrolyse.
- longueur du fil: 75 cm.
- boîte avec 12 combinaisons aiguille-fil emballé en stérile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-et-nylon-et-polypropylene/11265-fils-de-suture-nylon-aiguille-triangulaire-3-8.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 0.5, fils_de_suture_usp - 7/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 12 mm	SOC-9051512	
fils_de_suture_metric - 0.7, fils_de_suture_usp - 6/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 12 mm	SOC-9071512	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 12 mm	SOC-9101512	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 12 mm	SOC-9151512	
fils_de_suture_metric - 0.7, fils_de_suture_usp - 6/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 16 mm	SOC-9071516	
fils_de_suture_metric - 0.7, fils_de_suture_usp - 6/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 16 mm	SOC-9071516-45	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 16 mm	SOC-9101516	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 16 mm	SOC-9151516	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 16 mm	SOC-9151516-45	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 16 mm	SOC-9201516	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9101519	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9101519-45	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9151519	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9151519-45	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9201519	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9201519-45	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 19 mm	SOC-9301519	
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9101524	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9151524	
fils_de_suture_metric - 1.5, fils_de_suture_usp - 4/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9151524-45	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9201524	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9201524-45	
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9301524	
fils_de_suture_metric - 3, fils_de_suture_usp - 2/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9301524-45	
fils_de_suture_metric - 3.5, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9351524	
fils_de_suture_metric - 4, fils_de_suture_usp - 1, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 24 mm	SOC-9401524	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-9201526	
fils_de_suture_metric - 2, fils_de_suture_usp - 3/0, fils_de_suture_longueur - 45 cm, fils_de_suture_aiguille - 26 mm	SOC-9201526-45	
fils_de_suture_metric - 5, fils_de_suture_usp - 2, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 40 mm	SOC-9501540a	
fils_de_suture_metric - 4, fils_de_suture_usp - 1, fils_de_suture_longueur - 90 cm, fils_de_suture_aiguille - 36 mm	SOC-9401536-90	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com