

FICHE PRODUIT



Thermomètre infra rouge sans contact Tempo Laser, couleur vert

Référence : SOC-SP3053

Points forts

- délais : 48 heures
- délais : 4 semaines

Description du produit

Thermomètre infra rouge sans contact Tempo Laser, couleur vert

Thermomètre multifonctionnelle.

Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact.

Caractéristiques :

- Plus d'hygiène comme il s'agit d'un thermomètre sans contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm);
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant;
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore ($>38^{\circ}\text{C}$);
- 32 mémoires;
- 2 coloris disponibles;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Livré avec 2 piles LR06 (AA).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/11306-thermometre-infra-rouge-sans-contact-tempo-laser-couleur-vert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
delais	4 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com