

FICHE PRODUIT

Coffret laryngoscope Mc Intosh, 4 lames (n°1, 2, 3, 4)

Référence : SOC-DS03404

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Coffret laryngoscope Mc Intosh, 4 lames (n°1,2,3,4)

Le coffret laryngoscope Mc Intosh, est un instrument à illumination par lumière traditionnelle de diagnostic pour les examens de la gorge et du larynx. Il est composé comme suit :

- Lames en inox résistantes à l'usure et stérilisables.
- Manche en inox à pile (2 x LR14 non fournies).
- Une ampoule est fournie avec chaque lame.
- Présentation en coffret plastique rigide.

Caractéristiques du coffret de laryngoscope:

- Marquage CE.
- Largeur du conditionnement (cm): 20.3.
- Longueur du conditionnement (cm): 26.3.
- Poids: 2.183 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contenu du coffret:

- Manche de laryngoscope standard macintosh.
- Lame de laryngoscope macintosh n°1 long 95 mm.
- Lame de laryngoscope macintosh n°2 long 110 mm.
- Lame de laryngoscope macintosh n°3 long 140 mm.
- Lame de laryngoscope macintosh n°4 long 160 mm.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/11308-coffret-laryngoscope-mc-intosh-4-lames-n-1-2-3-4.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com