


FICHE PRODUIT

Coffret laryngoscope F/O, 3 lames Miller (00, 0, 1)

Référence : SOC-DS03612

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du coffret de laryngoscope F/O

- Marquage CE.
- Poids: 0.770 kg.

Contenu du coffret:

- Lame de laryngoscope F/O Miller n° 00, long 65 mm.
- Lame de laryngoscope F/O Miller n° 0, long 78 mm.
- Lame de laryngoscope F/O Miller n° 1, long 105 mm.
- Manche de laryngoscope F/O Miller, diamètre 19mm, long 155 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/11309-coffret-laryngoscope-f-o-3-lames-miller-00-0-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com