

FICHE PRODUIT



Thermomètre infra rouge auriculaire et frontal Tempo Duo, couleur bleu

Référence : SOC-SP3101

Points forts

- délais : 48 heures
- délais : 4 semaines

Description du produit

Thermomètre infra rouge auriculaire et frontal Tempo Duo, couleur bleu

Ce nouveau type de thermomètre électronique permet une prise de température par le biais de rayons infrarouges, sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.

Caractéristiques techniques:

- 10 mémoires;
- Voyant lumineux;
- Affichage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/11310-thermometre-infra-rouge-auriculaire-et-frontal-tempo-duo-couleur-bleu.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
delais	4 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com