

FICHE PRODUIT



Insufflateur semi-automatique pneumatique Neopuff

Référence : SOC-RD900

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'appareil de réanimation néonatale

- Plage du manomètre: 10 à 80 cmH₂ O [mbar].
- Précision du manomètre: +/-2,0% de l'échelle complete.
- Sécurité de Pmax: 5 à 70 cmH₂ O [mbar] à 8 L/min Réglée en usine à 40 cmH₂ O [mbar].

- Pression inspiratoire de crête (PIP):

- 2 à 70 cmH₂ O [mbar] à 5 L/min
- 3 à 72 cmH₂ O [mbar] à 8 L/min
- 4 à 73 cmH₂ O [mbar] à 10 L/min
- 8 à 75 cmH₂ O [mbar] à 15 L/min.

- Pression expiration positive (PEP):

- 1 à 5 cmH₂ O [mbar] à 5 L/min
- 1 à 9 cmH₂ O [mbar] à 8 L/min
- 2 à 15 cmH₂ O [mbar] à 10 L/min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

4 à 25 cmH₂O [mbar] à 15 L/min

- Hauteur: 250 mm (9,8 po).
- Largeur: 200 mm (7,9 po).
- Profondeur: 104 mm (4,1 po).
- Poids: 1,9 kg (4,2 lb).
- Concentration en oxygène délivrée: Jusqu'à 100 % en fonction de l'alimentation en gaz.
- Plage de débit de l'alimentation en gaz: 5 L/min (min) à 15 L/min (max).
- Durée de fonctionnement (bouteille de 400l): 50 minutes à 8 L/min.
- Poids corporel du patient recommandé: Jusqu'à 10 kg (22 lb).
- Plage de température de stockage: 10 °C à 50 °C (+14 à +122 °F), jusqu'à 95 % d'humidité.
- Plage de température de fonctionnement: 18 °C à 50 °C (-0,4 à +122 °F), jusqu'à 95 % d'humidité.

Neopuff est livré avec:

- Ligne d'alimentation en gaz,
- adaptateur d'arrivée de gaz,
- poumon-test,
- cache de bouton de Pmax. de rechange,
- guide de l'utilisateur (CD - animation),
- instructions d'utilisation et manuel technique du produit (CD).

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/11311-appareil-de-reanimation-neonatale-a-piece-en-t-f-p-neopuff.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com