

FICHE PRODUIT



Spéculum vaginal de Kristeller

Référence : SOC- 4701031

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détails du produit:

- Spéculum vaginal de Kristeller.
- Composé de 2 pièces.
- Matériau en acier inoxydable stérilisable.
- Valve inférieure 70 mm x 40 mm, valve supérieure 70 mm x 33 mm

Accessoires fournis :

- 1 ensemble (de 2 pièces), composé d'une valve inférieure et d'une valve supérieure.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/11312-speculum-vaginal-de-kristeller.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com