


FICHE PRODUIT

Feuille de stérilisation sensitive 60g/m², 1000 x 1000 mm

Référence : SOC-21CRL101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques Techniques de la feuille de stérilisation sensitive:

- Système de Barrière Stérile ou emballage de protection selon NF EN ISO 11607-1
- Papier 60g/m².
- Disponible en deux couleurs : vert / lilas
- Excellente barrière bactérienne
- Haute résistance mécanique.
- Bonne drapabilité.
- Haute résistance à l'eau.
- Emballage intérieur / extérieur pour petits et moyens plateaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Format	Conditionnement	Couleur
1000 x 1000 mm	Boîte 250	Lilas
1200 x 1200 mm	Boîte 125	Lilas
500 x 500 mm	Boîte 500	Lilas
600 x 600 mm	Boîte 500	Lilas
750 x 750 mm	Boîte 250	Lilas
900 x 900 mm	Boîte 250	Lilas
1000 x 1000 mm	Boîte 250	Vert
1200 x 1200 mm	Boîte 125	Vert
500 x 500 mm	Boîte 500	Vert
600 x 600 mm	Boîte 500	Vert
750 x 750 mm	Boîte 250	Vert
900 x 900 mm	Boîte 250	Vert

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaueur/11313-feuille-de-sterilisation-sensitive-60g-m.html>


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
feuille_steri_format - 1000 x 1000 mm , feuille_conditionnement - Boîte de 250, feuille_couleur - Lilas	SOC-21CRL1010	
feuille_steri_format - 900 x 900 mm , feuille_conditionnement - Boîte de 250, feuille_couleur - Lilas	SOC-21CRL9090	
feuille_steri_format - 750 x 750 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 250, feuille_couleur - Lilas	SOC-21CRL7575	
feuille_steri_format - 600 x 600 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500, feuille_couleur - Lilas	SOC-21CRL6060	
feuille_steri_format - 500 x 500 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 500, feuille_couleur - Lilas	SOC-21CRL5050	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com