

**FICHE PRODUIT**

## Gaines pelables plates DI - 1 face papier 60g par m<sup>2</sup>

Référence : SOC-92BOP

### Description du produit

#### Caractéristiques techniques des gaines pelables plates BOP

##### Film shatterless indéchirable

Ce film a été conçu pour éliminer tout risque de déchirement, faiblesse majeure des produits classiques.

Sa résistance à la déchirure, dix fois supérieure à celle des films conventionnels, supprime pratiquement tout risque de rupture sur les bords à l'ouverture.

##### Papier :

Le papier 60g/m<sup>2</sup> des gaines plates BOP® se caractérise par un traitement de surface conçu non seulement pour offrir une plage étendue de température de soudure, mais aussi pour réduire considérablement l'émission de fibres à l'ouverture.

##### Indicateur :

Indicateurs Vapeur et gaz OE (conformément à ISO 11140-1) imprimés entre les deux couches de film (intrafilm)

##### Normes :

EN ISO 11607 & EN 868-5.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Format       | Conditionnement |
|--------------|-----------------|
| 50 x 100 mm  | Boîte de 8      |
| 75 x 100 mm  | Boîte de 8      |
| 90 x 100 mm  | Boîte de 8      |
| 100 x 100 mm | Boîte de 8      |
| 120 x 100 mm | Boîte de 6      |
| 150 x 100 mm | Boîte de 4      |
| 160 x 100 mm | Boîte de 4      |
| 210 x 100 mm | Boîte de 4      |
| 250 x 100 mm | Boîte de 2      |
| 270 x 100 mm | Boîte de 2      |
| 300 x 100 mm | Boîte de 2      |
| 320 x 100 mm | Boîte de 2      |
| 380 x 100 mm | Boîte de 2      |
| 420 x 100 mm | Boîte de 2      |

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaueur/11319-gaines-pelables-plates-bopr-di-1-face-papier-60g-m-1-face-film.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Déclinaisons

| Désignation                                                       | Référence :    | EAN13 : |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| feuille_conditionnement - Boîte de 2, gaine_format - 420 x 100 mm | SOC-92BOP42100 |         |
| feuille_conditionnement - Boîte de 4, gaine_format - 160 x 100 mm | SOC-92BOP16100 |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com