


FICHE PRODUIT

Ruban adhésifs autoclavables avec Indicateurs de Stérilisation vapeur

Référence : SOC-31001950

Description du produit

Caractéristiques du ruban adhésif autoclave

Format	Conditionnement	Couleur	Dimension
50 x 19 mm	Boîte de 48	Beige	50 m x 18 mm
50 x 24 mm	Boîte de 36	Beige	50 m x 24 mm
50 x 19 mm	Boîte de 48	Bleu	50 m x 18 mm
50 x 24 mm	Boîte de 36	Bleu	50 m x 24 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/poupinel-sterilisateur-chaueur/11322-ruban-adhesifs-autoclavables-neutres.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
feuille_steri_format - 50 x 19 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 48, feuille_couleur - Beige	SOC-31001950VE	
feuille_steri_format - 50 x 24 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 36, feuille_couleur - Beige	SOC-331002550VE	
feuille_steri_format - 50 x 19 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 48, feuille_couleur - Bleu	SOC-31BL1950VE	
feuille_steri_format - 50 x 24 mm, feuille_conditionnement - Boîte de 36, feuille_couleur - Bleu	SOC-31BL2550VE	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com