

FICHE PRODUIT

Objectifs achromatiques 4 têtes pour microscope binoculaire

Référence : SOC-OBJ620AC

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Objectifs achromatiques 4 têtes

Accessoires en option.

Adaptés pour le microscope binoculaire à ampoule halogène MIC 620.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/11332-objectifs-achromatiques-pour-microscope-binoculaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com