

FICHE PRODUIT



Kit Hémacolor, solution n° 3 - réactif de coloration bleue

Référence : MER-11957-2.5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Kit Hémacolor, solution n° 3 - réactif de coloration bleue.

Conditionnement minimum de vente: 2,5 Litres.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colorants-pour-hematologie-merk/1134-kit-hemacolor-solution-n-3-reactif-de-coloration-bleue.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com