


FICHE PRODUIT

Porte tube à prélèvement BD Vacutainer, Sachet de 250

Référence : SOC-PTV325

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du porte-tube

- Corps en polypropylène.
- Non stérile.
- Usage unique.
- Pour tubes de Ø 13 mm et Ø 16 mm.
- Sans latex, sans phtalates.

Dimensions: Ø 18 mm x 48 mm.**Conditionnement minimum de vente:** Sachet de 250 unités.

Matériel médical CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/porte-tubes-de-prelevement-sanguin/11341-porte-tube-a-usage-unique-pour-prelevement.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com