

FICHE PRODUIT

Garrot électropneumatique avec batterie

Référence : SOC-55288-01

Description du produit

Caractéristiques du garrot électropneumatique avec batterie

- Simple voie – 800-20/ Double voie – 800-40
- Ecran tactile LCD rétro-éclairé
- Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser
- Auto test lors du démarrage
- Facile à nettoyer
- Paramètres personnalisables
- Pression brassard : 50-550mmhg
- Raccord brassard CPC pour simple voie – 800-20 / Raccord brassard 2 x CPC pour double voie 800-40.
- Imprimante adaptable (externe)
- Poids 2,5kg
- Dimensions 195x200x145 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-congestion-sanguine/11348-garrot-electropneumatique-avec-batterie.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
garrot_type - Garrot pneumatique 1 voie	SOC-55288-01A	
garrot_type - Garrot pneumatique 2 voies	SOC-55288-01B	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com